




Tranquilidad mental con odontología digital

MGUIDE es un innovador sistema de cirugía guiada, diseñado para ofrecer a los clínicos una solución sin preocupaciones, integrando como concepto una planificación orientada desde y para la prótesis. Gracias a su fácil manejo y protocolo quirúrgico, se obtienen unos resultados absolutamente predecibles.





ÍNDICE

P. 8 - 9

P. 10 - 25

P. 26 - 27

P. 28 - 29

P. 30

P. 31

P. 32 - 33

ODONTOLOGÍA DIGITAL MGUIDE

KITS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN VIRTUAL

MIS MCENTER

FLUJO DE TRABAJO DE MGUIDE

RESTAURACIÓN DIGITAL


ESTUDIO DE CASO



Tranquilidad mental con odontología digital

MGUIDE es la solución de cirugía guiada más avanzada y a la vez más sencilla del sector. La férula impresa en 3D está diseñada para aumentar la precisión, con un formato de férula abierta mejorando la visibilidad, irrigación y accesibilidad desde todos los ángulos sin necesidad de extraerla.

MGUIDE es un sistema sin llaves reductoras, que está diseñado para realizar los procedimientos quirúrgicos con una sola mano, eliminando la necesidad de herramientas innecesarias. Permitiendo realizar una cirugía con colgajo abierto con mayor facilidad.



Ventajas



PRECISIÓN

El sistema MGUIDE incluye varios procedimientos diseñados para ofrecer un esquema preciso de la planificación de los implantes y férulas optimizadas para la cirugía guiada, a fin de mejorar la precisión del procedimiento quirúrgico y obtener unos resultados protésicos predecibles.



MENOS TIEMPO DE SILLÓN

Todo el sistema MGUIDE está integrado por instrumental de precisión de última generación para ayudar a generar una planificación óptima y una férula perfecta. Esto permite una planificación de los implantes y un procedimiento de colocación guiados muy preciso, reduciendo el número de visitas del paciente y ahorrando un valioso tiempo a lo largo de todo el tratamiento.



DISEÑO INTELIGENTE

La férula quirúrgica de última generación diseñada digitalmente permite un ajuste perfecto en la boca del paciente. El sistema también proporciona flexibilidad durante el proceso quirúrgico desde un punto de vista anatómico, permitiendo cambiar el tamaño del implante sin necesidad de cambiar o volver a diseñar una nueva férula.



Kits e instrumentos quirúrgicos

Los kits quirúrgicos MGUIDE están compuestos de herramientas e instrumentos especialmente diseñados para optimizar el procedimiento guiado de colocación de implantes.








MG-K004

Kit quirúrgico MGUIDE Conexión cónica para Anilla estándar

Kit de fresas



Contenido del kit:



MG-TP055
Bisturí circular MGUIDE, Ø5,5 mm



MG-BM047
Regularizador óseo MGUIDE para implantes SP, Ø4,7 mm



MG-BM055
Regularizador óseo MGUIDE para implantes WP, Ø5,5 mm



MG-D0624
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D0824
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 8 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D1024
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 10 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D1124
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 11,5 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D1324
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 13 mm de longitud, Ø2,40 mm



CG-D0833
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 8 mm de longitud



CG-D1033
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 10 mm de longitud



CG-D1133
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 11,5 mm de longitud



CG-D1333
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 13 mm de longitud



CG-D0839
Fresa MGUIDE para implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 8 mm de longitud



CG-D1039
Fresa MGUIDE para implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 10 mm de longitud



CG-D1139
Fresa MGUIDE para implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 11,5 mm de longitud



CG-D1339
Fresa MGUIDE para implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 13 mm de longitud



CG-D0843
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20 y Ø4,30 x 8 mm de longitud



CG-D1043
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20 y Ø4,30 x 10 mm de longitud



CG-D1143
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20 y Ø4,30 x 11,5 mm de longitud



CG-D1343
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20 y Ø4,30 x 13 mm de longitud



CG-D0850
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 8 mm de longitud



CG-D1050
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 10 mm de longitud



CG-D1150
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 11,5 mm de longitud



CG-D1350
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 13 mm de longitud




MG-DLG55
Medidor de longitud para fresa MGUIDE, Ø5,5 mm



MG-K004

Kit quirúrgico MGUIDE Conexión cónica

Kit de instrumentos



Contenido del kit:

Plataforma estrecha Implantes C1



CG-GRN01

Transportador de carraca MGUIDE para conexión cónica C1, plataforma estrecha



CG-GMN10

Transportador de C/A MGUIDE para conexión cónica C1, plataforma estrecha



CG-GRN10

Transportador de carraca MGUIDE para conexión cónica C1, plataforma estrecha

Plataforma estrecha Implantes V3



VG-GRN01

Transportador de carraca MGUIDE para conexión cónica V3, plataforma estrecha



VG-GMN10

Transportador de C/A MGUIDE para conexión cónica V3, plataforma estrecha



VG-GRN10

Transportador de carraca MGUIDE para conexión cónica V3, plataforma estrecha

Plataforma estándar Implantes C1 / V3



CG-GRS01

Transportador de carraca MGUIDE para conexión cónica V3/C1, plataforma estándar



CG-GMS10

Transportador de C/A MGUIDE para conexión cónica V3/C1, plataforma estándar



CG-GRS10

Transportador de carraca MGUIDE para conexión cónica C1, plataforma estándar



VG-GRS10

Transportador de carraca MGUIDE para conexión cónica V3, plataforma estándar

Plataforma ancha Implantes C1



CG-GRW01

Transportador de carraca MGUIDE para conexión cónica C1, plataforma ancha



CG-GMW10

Transportador de C/A MGUIDE para conexión cónica C1, plataforma ancha



CG-GRW10

Transportador de carraca MGUIDE para conexión cónica C1, plataforma ancha



14

MT-RDL30

Destornillador largo, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm



15

MG-DFP20

Fresa MGUIDE para pin de fijación, Ø2 mm



16

MG-FP020

Pin de fijación MGUIDE, Ø2 mm



17

CG-TAS55

Tornillo de fijación para férula MGUIDE, conexión cónica, plataforma estándar



18


MT-RI030

Carraca monobloque



MG-K005

Kit quirúrgico MGUIDE Conexión cónica para Anilla estrecha



Contenido del kit:



MG-NTP40

Bisturí circular MGUIDE, anilla estrecha, Ø4 mm



MG-NBM40

Regularizador MGUIDE, anilla estrecha, Ø4 mm



MG-N0624

Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-N0824

Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de 8 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-N1024

Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de 10 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-N1124

Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de 11,5 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-N1324

Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de 13 mm de longitud, Ø2,40 mm



CG-N0833

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,30 de 8 mm de longitud, Ø3,30 mm



CG-N1033

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,30 de 10 mm de longitud



CG-N1133

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,30 x 11,5 mm



CG-N1333

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,30 x 13 mm



CG-N0839

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 8 mm



CG-N1039

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 10 mm



CG-N1139

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 11,5 mm



CG-N1339

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,75 y Ø3,90 x 13 mm



CG-NRN10

Transportador de carraca MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica C1, plataforma estrecha



CG-NMN10

Transportador de C/A MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica C1, plataforma estrecha



CG-NRN01

Transportador de C/A MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica C1, plataforma estrecha



VG-NRN10

Transportador de carraca MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica V3, plataforma estrecha



VG-NMN10

Transportador de C/A MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica V3, plataforma estrecha



VG-NRN01

Transportador de C/A MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica V3, plataforma estrecha



CG-NRS10

Transportador de carraca MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica C1, plataforma estándar



VG-NRS10

Transportador de carraca MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica V3, plataforma estándar



CG-NMS10

Transportador de C/A MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica V3/C1, plataforma estándar



CG-NRS01

Transportador de carraca MGUIDE, anilla estrecha, para conexión cónica V3/C1, plataforma estándar



CG-NTAS0

Tornillo de fijación para férula MGUIDE, anilla estrecha, plataforma estándar




MG-NLG40

Medidor de longitud para fresa MGUIDE, anilla estrecha, Ø4 mm



MG-KD07

Kit MGUIDE de fresas 16 mm
Conexión cónica



Por favor, tenga en cuenta que no todos los Kit MGUIDE productos están registrados en todos los países/regiones.

Contenido del kit:



MG-N0624

Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-N0024

Fresa de bola MGUIDE, anilla estrecha, Ø2,20 mm



MG-N1624

Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de 16 mm de longitud, Ø2,40 mm



CG-N1633

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,30 x 16 mm de longitud



CG-N1639

Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para implantes de Ø3,90 x 16 mm de longitud



MG-D0624

Fresa piloto MGUIDE para implantes de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D0024

Fresa de bola MGUIDE, Ø2,20 mm



MG-D1624

Fresa piloto MGUIDE, Ø2,40 mm



CG-D1633

Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 16 mm de longitud



CG-D1639

Fresa MGUIDE para implante de Ø3,90 x 16 mm de longitud



CG-D1643

Fresa MGUIDE para implante de Ø4,30 x 16 mm de longitud



CG-D1650


Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 16 mm de longitud



MG-K001

Kit MGUIDE para implantes SEVEN

Kit de fresas



Contenido del kit:



MG-TP047
Bisturí circular MGUIDE, Ø4,7 mm



MG-TP055
Bisturí circular MGUIDE, Ø5,5 mm



MG-BM047
Regularizador óseo MGUIDE para implantes SP, Ø4,7 mm



MG-BM055
Regularizador óseo MGUIDE para implantes WP, Ø5,5 mm



MG-D0624
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D0824
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 8 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D1024
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 10 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D1124
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 11,5 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D1324
Fresa piloto MGUIDE para implantes de 13 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-D0633
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 6 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm



MG-D0833
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 8 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm



MG-D1033
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 10 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm



MG-D1133
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 11,5 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm



MG-D1333
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,30 x 13 mm de longitud, Ø2,2-3,2 mm



MG-D0637
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75 x 6 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm



MG-D0837
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75 x 8 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm



MG-D1037
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75 x 10 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm



MG-D1137
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75 x 11,5 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm



MG-D1337
Fresa MGUIDE para implante de Ø3,75 x 13 mm de longitud, Ø2,8-3,6 mm



MG-D0642
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20 x 6 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm



MG-D0842
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20 x 8 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm



MG-D1042
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20 x 10 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm



MG-D1142
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20 x 11,5 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm



MG-D1342
Fresa MGUIDE para implantes de Ø4,20 x 13 mm de longitud, Ø3,3-4,1 mm



MG-D0650
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 6 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm



MG-D0850
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 8 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm



MG-D1050
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 10 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm



MG-D1150
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 11,5 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm



MG-D1350
Fresa MGUIDE para implante de Ø5 x 13 mm de longitud, Ø4,1-4,9 mm




MG-DLG55
Medidor de longitud para fresa MGUIDE



MG-K001

Kit MGUIDE para implantes SEVEN

Kit de instrumentos



Contenido del kit:



MG-GRI01

Transportador MGUIDE para carraca,
hex. interno, SP/WP



MG-GRN01

Transportador MGUIDE para carraca,
hex. interno, plataforma estrecha



MG-GMI10

Transportador MGUIDE para C/A,
hex. interno



MG-GRI10

Transportador MGUIDE para carraca,
hex. interno



MT-RDL30

Destornillador largo, hexágono de 0,05
pulgadas = 1,27 mm



MG-IE172

Destornillador para extracción de
transportadores de cirugía guiada, SP/WP



MG-IE160

Destornillador para extracción de transportadores
de cirugía guiada, plataforma estrecha



MT-RI030

Carraca monobloque



MG-DFP20

Fresa MGUIDE para pin de fijación, Ø2 mm



MG-FP020

Pin de fijación MGUIDE, Ø2 mm




MG-TAS55

Tornillo de fijación para férula MGUIDE, Ø5,5 mm



MG-K002

Kit quirúrgico MGUIDE SEVEN implante Anilla estrecha



Contenido del kit:



MG-NTP40
Bisturí circular MGUIDE, anilla estrecha,
Ø4 mm



MG-NBM40
Regularizador MGUIDE, anilla estrecha,
Ø4 mm



MG-N0624
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de 6 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-N0824
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de 8 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-N1024
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de 10 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-N1124
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha,
para implantes de 11,5 mm de longitud,
Ø2,40 mm



MG-N1324
Fresa piloto MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de 13 mm de longitud, Ø2,40 mm



MG-N0633
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,30, 6 mm de longitud



MG-N0833
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,30, 8 mm de longitud



MG-N1033
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,30 x 10 mm



MG-N1133
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,30 x 11,5 mm



MG-N1333
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,30 x 13 mm



MG-N0637
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,75 x 6 mm



MG-N0837
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,75 x 8 mm



MG-N1037
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,75 x 10 mm



MG-N1137
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,75 x 11,5 mm



MG-N1337
Fresa MGUIDE, anilla estrecha, para
implantes de Ø3,75 x 13 mm



MG-NRN01
Transportador de carraca MGUIDE,
anilla estrecha, plataforma estrecha



MG-NRS01
Transportador de carraca MGUIDE,
anilla estrecha, plataforma estándar



MG-NRN10
Transportador de carraca MGUIDE,
anilla estrecha, plataforma estrecha



MG-NRS10
Transportador de carraca MGUIDE,
anilla estrecha, plataforma estándar




MG-NMN10
Transportador de C/A MGUIDE,
anilla estrecha, plataforma estrecha



MG-NMS10
Transportador de C/A MGUIDE,
anilla estrecha, plataforma estándar



MG-NTAS0
Tornillo de fijación para férula MGUIDE,
anilla estrecha, Ø4 mm



MG-NLG40
Medidor de longitud para fresa
MGUIDE, anilla estrecha, Ø4 mm



Software de planificación virtual

El programa MISOFT permite la creación de una planificación virtual para una colocación de implantes muy precisa, teniendo en cuenta todos los aspectos de la anatomía del paciente y con un flujo de trabajo digital sencillo. A continuación, la férula MGUIDE se diseña directamente en el software.

La planificación está basada en la prótesis realizada por el facultativo que mediante nuestro software MISOFT, o bien a través de nuestra red internacional de MCENTER's que le proporcionan una elevada asistencia técnica, se termina realizando la planificación virtual y fabricación de la férula quirúrgica.

MISOFT también actúa como un centro de información en línea que conecta a todos los usuarios del software; doctores, laboratorios dentales, periodoncistas, prostodoncistas y el MCENTER para compartir casos y participar en demostraciones, charlas o consultas. El proceso de planificación virtual de MISOFT se documenta y almacena en la nube para futuras consultas.

Ventajas



MÁS PRECISO

Una planificación más amplia y precisa se traduce en un procedimiento quirúrgico mucho más seguro y fiable, con menos visitas al dentista y un postoperatorio más rápido.

MSOFT proporciona una visualización clara de la anatomía del paciente, ya que el archivos DICOM del paciente nos permiten visualizar claramente su estructura anatómica antes de iniciar la cirugía.

Con toda la información y planificación realizada anticipadamente, es mucho más fácil tener éxito en los resultados evitando dificultades imprevistas.



PLANIFICACIÓN DIRIGIDA DESDE LA PRÓTESIS



Gracias a su flujo de trabajo digital y a la rapidez que implica realizar el diseño de digital de la prótesis, permite que la planificación del tratamiento de implantes se realice desde los dientes hacia el hueso. Obteniendo un nivel de precisión en la colocación del implante difícil de conseguir mediante una técnica convencional.

Dando como resultado una planificación óptima del implante obteniendo un resultado de aspecto natural.



FACILIDAD DE USO

MSOFT es un software intuitivo con un flujo de trabajo digital fácil de usar. Además permite comunicación en línea entre usuarios, dentistas, técnicos y equipos de MCENTER de todo el mundo.





MIS MCENTER

Los MCENTER de MIS ofrecen un excepcional servicio integral en odontología digital, incluida la planificación quirúrgica, diseño y producción de férulas guiadas MGUIDE y soluciones provisionales personalizadas. Todo ello diseñado de forma experta para ofrecer simplicidad y comodidad durante el proceso quirúrgico.



Ventajas

SERVICIO 100 %

Los equipos de MCENTER ofrecen consultoría y ayuda en línea sobre una amplia gama de casos y soluciones dirigidas al ámbito quirúrgico-protésico, usando las herramientas de MSOFT y MGUIDE para proporcionar tranquilidad al dentista en cuanto a la planificación y cirugía.

PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES

A medida y personalizado para cada caso mediante las herramientas MSOFT para identificar los obstáculos anatómicos y evaluar la estructura ósea, nervios y senos maxilares, así como para optimizar la posición del implante teniendo en cuenta el diseño y función de la restauración final.

PLANIFICACIONES QUIRÚRGICAS

Creados con información detallada sobre los implantes y herramientas planificadas, con puntos y directrices específicos para cada caso.

FÉRULA QUIRÚRGICA PERSONALIZADA MGUIDE


Diseñada según el plan quirúrgico aprobado y aprovechando el diseño de férula abierta para garantizar un óptimo resultado del caso a tratar.

PRODUCCIÓN Y ENVÍO DE MGUIDE

Los equipos de MCENTER imprimen las férulas y las envían a su destino a tiempo para realizar la cirugía.

FORMACIÓN


Los profesionales de MCENTER, líderes en su campo, ofrecen formación on-line y presencial para los dentistas que deseen trabajar independientemente con el software de planificación MSOFT, además ofrecen asistencia durante las primeras etapas de sus proyectos.



Busque su MCENTER más
cercano en la web de MIS



Flujo de trabajo de MGUIDE





Restauración digital

Una completa gama de innovaciones tecnológicas, así como de instrumental quirúrgico, facilitan todo el proceso de cirugía y prostodoncia.



« Soluciones CAD-CAM



« Pilares de escaneado



« Pilares definitivos para la restauración CAD-CAM



« Análogo para modelo digital



Restauración digital
en la web de MIS



Estudio de caso

Flujo de trabajo con el implante V3

Florin Cofar, DDS

Credenciales: Ioan Cofar, DDS; Ioana Popp, técnica dental (CDT)



Antes



Después

Puntos clave del tratamiento de la reconstrucción de un caso combinado con implantes y 4 piezas con movimiento dental avanzado. El diseño se realiza digitalmente usando una biblioteca de formas naturales y colocándolos de tal forma que beneficie al tejido blando.


Un diastema acordado con el paciente, ofrece un aspecto favorecedor de la papila central. Por su parte, los pequeños efectos de superposición están destinados a simular situaciones similares a la naturaleza como son las papilas cortas. Se utiliza un flujo de trabajo digital para investigar todas las posibilidades. Se colocan implantes V3 y se realiza la cirugía guiada con el sistema MGUIDE.


Componentes reconstructivos transmucosos I diseñados en 3Shape Dental Studio & Abutment Designer. Los materiales usados son Empress CAD para las carillas y circonio para los pilares. La adhesión de los pilares con las Ti-Bases se realiza usando el sistema Rocatec.

En este caso en concreto se utilizó un flujo de trabajo únicamente de datos obtenidos del escáner intraoral. Es preciso, sencillo y limpio, pero tecnológicamente exigente.



NOTAS





IT'S SIMPLE
TO FIND YOUR
ZEN



MIS | **MGUIDE**

Tranquilidad mental con odontología digital.
MAKE IT SIMPLE

El sistema MGUIDE cuenta con un software fácil de usar para garantizar una planificación precisa y con una férula de ventana abierta que permite un mayor campo de visión y una mayor irrigación para facilitar la colocación del implante. Más información sobre MGUIDE y MIS en:
www.mis-implants.com

